




FICHA TECNICA DE CEPILLO PARA TAMIZ
MARCA: FORNEY

1. DESCRIPCION

Los cepillos para limpieza de tamices FORNEY – USA están diseñados para la limpieza eficiente y segura de tamices de laboratorio utilizados en análisis granulométrico. Permiten remover partículas retenidas sin dañar la malla, adaptándose a tamices de malla fina, malla gruesa y telas metálicas de alta resistencia.

2. APLICACIONES

- Limpieza de tamices redondos de laboratorio
- Uso en tamices de agregados finos y gruesos
- Compatibles con tamices electro formados y de tela metálica

3. MODELOS Y ESPECIFICACIONES

MODELO	DESCRIPCIÓN
LA-0795	Cepillo de cerdas finas para tamices. Mango de madera con cerdas suaves 100% de China, montadas en férula redonda cónica de 19 mm (0,75"). Diseñado para tamices de malla fina, tamices de 3" (76,2 mm) de diámetro, otros tamices de pequeño diámetro y tamices electroformados de precisión. Longitud total: 5" (127 mm).

LA-0795-01	Cepillo para tamices de agregado grueso. Cerdas de alambre de latón inclinadas de 1,5 x 1,75" (216 x 44 mm) y mango de plástico curvo de fácil agarre de 8,5" (216 mm). Adecuado para tamices redondos con tela metálica N°30 y más gruesa.
LA-0796	Cepillo con cerdas metálicas tipo abanico de 32 mm de ancho, con cerdas metálicas de 41 mm de largo. Longitud total del cepillo: 4,75" (121 mm). Mango de bucle de alambre. Diseñado para limpieza de tela metálica gruesa.

4. IMAGENES REFERENCIALES

