




**FICHA TECNICA DE CANASTA CON BALDE PARA ENSAYO DE DENSIDAD DE
AGREGADOS
MODELO: LA-0520-05**

1. DESCRIPCIÓN

El Juego de Canasta con Balde LA-0520-05 está diseñado para la determinación de la gravedad específica y absorción del agregado grueso mediante pesaje en agua.

El conjunto permite suspender la muestra dentro del balde con agua para obtener el peso sumergido conforme a los procedimientos normalizados.

La canasta está fabricada en malla de acero inoxidable No. 8 con refuerzo de $\frac{1}{2}$ " y marco estructural de $\frac{1}{4}$ " (6 mm), lo que proporciona alta resistencia y durabilidad en condiciones de laboratorio.

2. COMPONENTES DEL JUEGO

Canasta de densidad LA-0520-10

- Malla de acero inoxidable No. 8
- Refuerzo de $\frac{1}{2}$ "
- Marco estructural de $\frac{1}{4}$ " (6 mm)
- Asa metálica resistente

Balde de polietileno LA-0520-06

- Material resistente a la humedad
- Diseñado para pesaje hidrostático

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo del conjunto	LA-0520-05
Material de la canasta	Acero inoxidable
Tipo de malla	No. 8
Refuerzo	½"
Marco estructural	¼" (6 mm)
Material del balde	Polietileno
Normas que cumple	ASTM C127 / AASHTO T85 / BS 812

4. USO / APLICACIÓN

- Determinación de gravedad específica del agregado grueso
- Ensayo de absorción
- Laboratorios de materiales de construcción
- Control de calidad en obras civiles

5. IMAGEN REFERENCIAL

