

FICHA TÉCNICA DE DESECADOR DE VIDRIO

MODELO: PYS605-1

1. DESCRIPCIÓN:

El desecador de laboratorio es un recipiente fabricado en vidrio resistente, diseñado para eliminar o mantener baja la humedad en muestras y sustancias químicas. Está compuesto por un recipiente inferior, una tapa hermética, una placa perforada y una llave de vacío, lo que permite crear un ambiente seco o aplicar vacío para acelerar el proceso de desecación. Es utilizado comúnmente para almacenar muestras sensibles a la humedad o enfriar materiales después de procesos de calentamiento, evitando la absorción de humedad del ambiente.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LONGITUD	MATERIAL	TIPO	MARCA	MODELO
300 MM	VIDRIO DE LABORATORIO	PLACA PERFORADA Y LLAVE DE VACÍO	PYS EQUIPOS	PYS605-1

3. APLICACIONES.

- Secado y conservación de sustancias sensibles a la humedad
- Enfriamiento de muestras después de procesos de calentamiento
- Almacenamiento de reactivos o muestras en ambiente seco
- Uso en laboratorios químicos, educativos, industriales y de control de calidad

4. CONDICIONES DE USO:

- Manipular con cuidado para evitar fracturas del vidrio
- Verificar el correcto sellado de la tapa antes de aplicar vacío
- No someter a cambios bruscos de temperatura

- Mantener limpio y seco para asegurar su correcto funcionamiento

5. IMÁGEN REFERENCIAL:



EQUIPOS