

FICHA TÉCNICA DE BOTELLAS PLÁSTICAS

MODELOS: PYS EQUIPOS

1. DESCRIPCIÓN:

La piseta es un recipiente plástico utilizado en laboratorio para la dispensación controlada de líquidos, principalmente agua destilada u otras soluciones. Está fabricada en polietileno transparente y semiduro, con pared gruesa que brinda mayor resistencia. Su cuello redondeado garantiza un flujo continuo sin obstrucciones e impide la acumulación de líquido. El tubo de salida con diseño cuello de cisne permite dirigir el líquido con precisión y alcanzar zonas de difícil acceso en frascos o recipientes.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD	MATERIAL	MARCA	MODELO
250ML	POLIETILENO TRANSPARENTE Y SEMIDURO	PYS LAB	1700P.250
500ML	POLIETILENO TRANSPARENTE Y SEMIDURO	PYS LAB	1700P.500
1000ML	POLIETILENO TRANSPARENTE Y SEMIDURO	PYS LAB	1700P.990

3. APLICACIONES.

- Lavado de material de laboratorio
- Enjuague de recipientes
- Dispensación de agua destilada o soluciones
- Uso en laboratorios educativos, clínicos e industriales

4. CONDICIONES DE USO:

- No exponer a temperaturas excesivas
- No utilizar con solventes incompatibles con polietileno
- Lavar periódicamente para evitar acumulación de residuos

5. IMÁGEN REFERENCIAL:

