



FICHA TÉCNICA DE ESPÁTULA DE LABORATORIO
MODELO: LA-3750-04 / LA-2461-01

1. DESCRIPCIÓN

Las espátulas de laboratorio FORNEY son herramientas diseñadas para la manipulación, mezcla y transferencia de materiales en polvo o pequeñas cantidades de sustancias durante ensayos y trabajos de laboratorio.

Están fabricadas con hoja de acero inoxidable delgada, flexible y pulida, lo que permite una manipulación precisa de los materiales. Incorporan mango de madera ergonómico, el cual proporciona un agarre cómodo y evita la transferencia de calor hacia la mano del usuario.

El extremo redondeado de la hoja facilita la recolección y manipulación de muestras sin dañar recipientes o superficies de trabajo.

2. COMPONENTES DEL EQUIPO

PARÁMETRO	LA-3750-04	LA-2461-01
Tipo de instrumento	Espátula de laboratorio	Espátula de laboratorio
Longitud de hoja	4" (10.16 cm)	6" (15.24 cm)
Ancho de hoja	0.75" (1.91 cm)	1" (2.54 cm)
Material de hoja	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material del mango	Madera	Madera
Tipo de punta	Redondeada	Redondeada
Marca	FORNEY – USA	FORNEY – USA

3. USO/APLICACIÓN

- Manipulación de materiales en polvo o granulares.
- Transferencia de pequeñas muestras en laboratorio.
- Preparación de mezclas y reactivos.
- Uso en laboratorios de suelos, materiales, química y control de calidad

4. IMAGEN REFERENCIAL





FICHA TECNICA DE ESPÁTULA DE LABORATORIO

MODELOS: SOLOTEST

1. DESCRIPCIÓN:

Las espátulas de laboratorio SOLOTEST están diseñadas para la manipulación, mezcla y transferencia de materiales en polvo o granulares durante ensayos y procedimientos de laboratorio.

Están fabricadas con hoja flexible de acero inoxidable, lo que permite una manipulación precisa de las muestras y proporciona resistencia a la corrosión y larga vida útil. Incorporan mango de madera redondeado, que brinda un agarre cómodo y evita la transferencia de calor hacia la mano del usuario.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARÁMETRO	3.238.010	3.238.015	3.238.020
Tipo de instrumento	Espátula de laboratorio	Espátula de laboratorio	Espátula de laboratorio
Longitud de hoja	3.9" (10 cm)	5.9" (15 cm)	7.9" (20 cm)
Ancho de hoja	0.8" (2 cm)	0.8" (2 cm)	0.9" (2.5 cm)
Material de hoja	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material del mango	Madera	Madera	Madera
Tipo de mango	Redondeado	Redondeado	Redondeado
Marca	SOLOTEST – Brasil	SOLOTEST – Brasil	SOLOTEST – Brasil



LOCALIZAÇÃO
Rua Conselheiro Carrão, 275
Bela Vista - São Paulo
TEL: (11) 3289-0211



3. APLICACIONES

- Manipulación de materiales en polvo o granulares.
- Transferencia de pequeñas muestras en laboratorio.
- Preparación y mezcla de materiales de ensayo.
- Uso en laboratorios de suelos, materiales de construcción, química y control de calidad

4. IMAGEN REFERENCIAL



LOCALIZAÇÃO
Rua Conselheiro Carrão, 275
Bela Vista - São Paulo
TEL: (11) 3289-0211