

FICHA TÉCNICA DE JARRA PLÁSTICA

MODELOS: PYS EQUIPOS

1. DESCRIPCIÓN:

Recipiente de laboratorio fabricado en polipropileno transparente, diseñado para la medición y transferencia de líquidos en actividades de laboratorio. Cuenta con pico vertedor ancho que facilita el vertido del líquido evitando derrames durante la manipulación. En el cuerpo presenta indicador de volumen graduado, permitiendo una lectura aproximada de la cantidad contenida. Su material plástico ofrece buena resistencia química y facilidad de limpieza, siendo adecuado para uso en laboratorios educativos, industriales y de control de calidad.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD	MATERIAL	INDICADOR DE VOLUMEN	MARCA	MODELO
250 ML	POLIPROPILENO TRANSPARENTE	GRADUADO EN EL CUERPO	PYS LAB	1800P.250
500 ML	POLIPROPILENO TRANSPARENTE	GRADUADO EN EL CUERPO	PYS LAB	1800P.500
1000 ML	POLIPROPILENO TRANSPARENTE	GRADUADO EN EL CUERPO	PYS LAB	1800P.990
2000 ML	POLIPROPILENO TRANSPARENTE	GRADUADO EN EL CUERPO	PYS LAB	1800P.991

3. APLICACIONES.

- Medición aproximada de líquidos en laboratorio
- Transferencia y vertido de soluciones químicas
- Preparación de mezclas y reactivos
- Uso en laboratorios educativos, industriales y de control de calidad

4. CONDICIONES DE USO:

- No exponer a temperaturas superiores a las recomendadas para polipropileno
- Evitar contacto con sustancias químicas incompatibles con el material
- Limpiar después de cada uso para evitar contaminación cruzada
- Manipular evitando golpes o deformaciones

5. IMÁGEN REFERENCIAL:

